MICRONVIEW



BAS-Pro

Amostrador de Ar Profissional



Funcionalidades e Recursos

- Amostrador de ar microbiano altamente portátil, baseado em impactação
- Três versões de fluxo para uso : 28.3LPM, 100LPM, 200LPM
- Filtro de ar de exaustão de alta eficiência integrado
- Em conformidade com a ISO 14698-1 e atende aos requisitos do Anexo 1 do GMP da



INTRODUÇÃO DO PRODUTO

- O gabinete em aço inox 316L selado, protege contra umidade, poeira e entrada de produtos químicos, além de ser resistente a desinfetantes comumente usados em salas limpas..
- Com base no método de impacto Andersen, o ar é impactado na superfície do ágar através da tampa perfurada a uma velocidade de aproximadamente 21 m/s.
- No caso de uma mudança na pressão de entrada ou resistência, o medidor de vazão mássico de alta precisão integrado detectará automaticamente o fluxo de ar e ajustará a velocidade do soprador em tempo real com frequência de milissegundos para garantir uma precisão de fluxo de ±4% (28,3 L/min), ±2,5% (100 L/min) e ±3% (200 L/min
- A exaustão com filtro HEPA integrado evita a recontaminação do ambiente para o produto final

Amostragem

INTUITIVO E OTIMIZADO

- Processo de amostragem claro e distinto.
- O modo de amostragem inteligente permite amostragem contínua, cíclica e remota.
- Tela sensível ao toque de 5" com resposta rápida.
- Tamanho compacto permite fácil portabilidade.

DADOS

SIMPLES E FLEXÍVEL

- Trilhas de auditoria disponíveis registram todos os eventos críticos.
- Exportação e impressão de relatórios com um clique.
- Conexão sem fio com o APC e BAMS para suportar amostragem automática.





.




APLICAÇÕES DO PRODUTO

AMOSTRAGEM ISOCINÉTICA

Ao realizar a amostragem isocinética, o amostrador é projetado de modo que a direção do fluxo de ar na entrada do cabeçote de amostragem seja consistente com a velocidade média do fluxo de ar unidirecional através do cabeçote de amostragem.



A velocidade do fluxo acima da altura de amostragem é de 0,4 m/s, consistente com a amostragem isocinética.



V=Velocidade de Amostragem da cabeça impactação W=Velocidade do fluxo unidirecional

AMOSTRAGEM REMOTA (ATÉ 8M)

Permite que o BAS seja usado para amostragem em um isolador, cabine de segurança biológica, fluxo laminar horizontal, bancada limpa ou outras zonas significativas.



Amostragem fluxo vertical



Amostragem Fluxo Horizontal

AMOSTRAGEM GAS COMPRIMIDO

Gas comprimido é descomprimido para a pressão atmosférica pelo acessório Difusor de Alta Pressão (HPD). Este gás é então transportado para o BAS-PRO para amostragem.



Ficha Técnica

Fluxo	28.3L/min ±4%	100L/min ±2.5%		200L/min ±3%	
Controle do fluxo	Medidor de vazão mássica integrado				
Zonas (áreas)	20,000 grupos, 20,000 salas, 500 locais for cada sala, até 20,000 locais				
Volume de Amostragem	1-6000L				
Delay	0-23 horas 59 minutos 59 segundos				
Ciclos	1-999 ciclos				
Intervalo	00:00:00, 00:00:05-23 horas 59 minutos 59 segundos				
Cabeça Amostragem	Ф0.32 mm*280 furos (28.3LPM)	Ф0.60 mm*280 furos (100L	PM)	Ф0.70 mm*400 furos (200LPM	
	Alumínio Anodizado (Versão em aço inox 316L disponível)				
D50	0.79μm (28.3LPM; Φ0.32 mm*280 furos); 1.08μm (100LPM; Φ0.60 mm*280 furos); 1.15μm (200LPM; Φ0.70 mm*400 furos)				
Filtro HEPA	Eficiência filtro HEPA exaustão > 99.999% para partículas @0.3µm				
Peso / DimensõeA	Peso: 3.6kg(7.9lbs)(sem baterias); Peso baterias: 0.3Kg(0.7lbs);		(0.7lbs);		
(AXLXP)	Dimensões: 186×115×204mm; 7.32×4.53×8.04in (sem pés)				
Superficies Externa	Aço jnox 316L				
Energia	AC 100-240V, 50 Hz/60 Hz				
Bateria –	Bateria de lítio recarregável 10.8V, 6800mAh				
Dateria	Autonomia ≥7 hours (28.3LPM)	Autonomia ≥7 hours (100l	.PM)	Autonomia ≥3 hours (200LPN	
Comunicação	USB, WIFI				
Extensão de Aplicação	Conexão sem fio com o APC e o BAMS para suportar a amostragem acionada.				
Armazenamento de dados	20,000 registros				
Alarm	Luz LED e Sonoro (bipe)				
Tela	Tela sensível ao toque capacitiva de 5".				
Idiomas	Ingles, Chinês				
Frequência de calibração	Calibração annual é recomendada				
Condição de operação	Temperatura: 5°C-35°C(41°F-95°F), 5-90% UR sem condensação				
Condição de armazenagem	Temperatura: 0°C-40°C(32°F-104°F), 5-95% UR sem-condensação				
Segurança	EN 61010-1:2010+A1:2019 , EN 61326-1:2013 , EN IEC 61326-1:2021 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1				
Garantia	24 meses (Calculado a partir da data de ativação do produto ou seis meses após a data de fabricação, o que ocorrer primeiro.)				
Nome		Modelo		Fluxo de ar	
Amostrador de ar Profissional	BAS-Pro	C2121	í	28.3LPM; 100LPM; 200LPM	
Amostrador de ar Profissional VHP BAS-Pro VHP		C2122	;	28.3LPM; 100LPM; 200LPM	

Amostrador de ar Profissional VHP | BAS-Pro VHP 28.3LPM; 100LPM; 200LPM

^{*}O BAS-Pro VHP é um modelo personalizado do BAS-Pro com componentes resistentes à corrosão para suportar a amostragem quando o VHP está presente no ambiente.

Cabeças de Amostragem	Order No. (Aço Inox)	
Ф0.32mm*280 holes (28.3L/min)	S2.S311	
Ф0.60mm*280 holes (100L/min)	S2.S112	
Ф0.70mm*400 holes (200L/min)	S2.S231	

MICRONVIEW

TEL: 1-520-528-1882 EMAIL: mv@micronview.com

ADDRESS: 2300 Highway 365 Suite 110, Nederland TX 77627, USA WEB: www.micronview.com

